

UNpa

Paraffinschränke / Paraffin oven

Größe / size	30	55	75	110	160
<b>Räumliche Temperaturabweichung / temperature uniformity in chamber [±- K] *1</b>					
50°C	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
<b>Zeitliche Temperaturschwankung / temperature variation in time [±- K]</b>					
50°C	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Aufheizzeit [Minuten] / heating up time [minutes] *2</b>					
50°C	35	35	50	52	40
<b>Erholzeit [Minuten] / recovery time [minutes] *3</b>					
50°C	8	30	10	14	10
<b>Wärmeabgabe / Energieverbrauch / Heat emission / energy consumption [W]</b>					
50°C	38	42	51	55	68
= Daten werden noch erfasst					
= missing values will be captured soon					

1) ohne Vollsichtglastür / nach DIN 12880:2007-05

1) without full-sight glass door / according to DIN 12880:2007-05

2) leer mit Edelstahl Gitterrosten (Anzahl bei Auslieferung) /  
nach DIN 12880:2007-05 --> ab 28°C +/-3K

2) without load, equipped with stainless steel grids (standard delivery) /  
according to DIN 12880:2007-05 --> from 28°C +/- 3K

3) bei 30 Sekunden Tür geöffnet / nach DIN 12880:2007-05

3) after 30 sec door open / according to DIN 12880:2007-05

Alle Werte sind typische Werte für Seriengeräte in Standardausführung,  
ermittelt bei einer Umgebungstemperatur von 22°C (+/-3K) und Nennspannung.  
Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem Fortschritt dienen,  
vorbehalten.

All values are typical values for serial devices in standard configuration,  
determined at an ambient temperature of 22°C (+/-3K) and nominal voltage.  
Technical changes are subject to further enhancements and improvements.